



Coag L

Kompaktní automatický koagulometr pro středně velké laboratoře

- čtyřkanálový, 160 PT/hod*
- kontinuální přístup random access
- koagulační, chromogenní a imunologické testy

VÝROBCE:



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:



Vlastnosti

- Optická detekce koagulace, imunologické a chromogenní testování v random access módu
- 4 nezávislé měřicí kanály, každý se dvěma vlnovými délkami
- Zvýšený výkon: až 160 PT/hod*
- Master kalibrační křivky (dodávané výrobcem) pro rutinní testy a D-dimer, automatické ředění, funkce automatického reflexního testování / opakování
- Nakloněný držák reagentů pro snížení mrtvých objemů
- Současné použití více šarží reagentů
- Integrovaná čtečka čárových kódů
- Volitelný 24/7 vzdálený přístup v reálném čase
- Statimové pozice pro vzorky
- Maximální kapacita: 70 vzorků / 500 kyvet

*měřeno pomocí testu Diagon Dia-PT Recombinant

Hardware

- Externí barevný dotykový LCD displej
- 14 chlazených + 4 reagenční pozice
- Unikátní transportní systém kyvet
- Obousměrné připojení LIS

Software

- Inovativní uživatelské rozhraní
- Vícejazyčný software
- Inteligentní QC menu
- Rozšířená úroveň uživatelského přístupu a ochrana heslem

Technické parametry

Rozměry:	510 × 650 × 750 mm (v × š × h)
Hmotnost:	80 kg
Zdroj napájení:	AC 100 – 250 V
Výstup dat:	6 USB rozhraní, síťové rozhraní
Inkubační blok:	37 °C ± 0,1 °C
Vlnové délky:	405 nm, 570 nm a 640 nm

