

**98011 Neisseria gonorrhoeae selektivní agar GO**

Datum výroby: 12. 4. 2023

Šarže: GO-0375

Expirace: 21. 6. 2023

Test	Standard	Výsledek
<b>Označení</b>	viz. výše	
<b>Fyzikálně chemické vlastnosti</b>		
pH	7,3±0,2	vyhovuje
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
sterilita 72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje
<b>Růstové vlastnost</b>		
Neisseria gonorrhoeae CCM 4500	růst	vyhovuje
Neisseria meningitidis CCM 4634	růst	vyhovuje
Candida albicans CCM 8261	inhibice	vyhovuje
Escherichia coli CCM 2024	inhibice	vyhovuje
Staphylococcus aureus CCM 4516	inhibice	vyhovuje