



Název výrobku: **Destilovaná voda 500 ml**

Kód výrobku: **98279**

Zkratka výrobku: **R-DEMI500**

Návod k použití

Použití:

- příprava suspenzí mikroorganismů standardního zákalu pro testování citlivosti
- příprava vlhkého kultivačního prostředí, (tzv. vlhká komůrka) u mikroorganismů, které tyto podmínky vyžadují

Teoretické složení (g/l destilované vody):

Destilovaná voda 1000 ml

Výsledné pH 7,2 ± 0,2

Uchování:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.


Pracovní postup:

Roztok je připraven k přímému použití dle standardního postupu.

Balení výrobku:

Roztok o objemu 500 ml plníme do NTS láhve.

Datum účinnosti: 1.1.2011
Vydání: 2
Výtisk: 1
Strana: 1 (celkem 1)

 **V I A M A R**
International s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4, ČR

