

CUBE 30 touch

System SED-RATE | 30 výsledkov za 25 minút | pomocou modifikovanej Westergrenovej metódy | priamo zo skúmaviek na krvný obraz



VÝROBCA:

DIESS
DIESS

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR:


BIG **BioVendor**
LM[®]

Vlastnosti

- priame stanovenie zo vzoriek plná krv / EDTA
- automatická detekcia pediatrických skúmaviek
- ovládanie pomocou dotykovej obrazovky (touch screen)
- kompaktné rozmery
- žiadne odpadové kvapaliny



Výhody



Analýza bez potreby špeciálnych typov skúmaviek

Analýza sa vykonáva zo vzoriek plnej krvi alebo EDTA

Automatizovaný systém na priame stanovenie ESR vo vzorkách plnej krvi, rovnaký ako pri krvnom obraze.

Šetrné k životnému prostrediu so zníženou potrebou likvidácie odpadu

Výhody analyzátoru

- súčasne možno vložiť až 30 vzoriek
- 30 výsledkov za menej ako 25 minút
- zabudovaný skener čiarového kódu
- jednoduché použitie
- skrátená štandardizácia času TAT
- miešanie vzoriek v prístroji
- 10-palcový farebný dotykový monitor
- inovatívne grafické rozhranie
- rýchly čas TAT



Technické špecifikácie

Napájanie	110 do 230 VAC (50 – 60Hz)
Príkon	max 100 W
Display	10,1" široký, vertikálne orientovaný
Hladina hluku	< 80 Db
Čítačka čiarových kódov	automatická, interná
Miešanie vzoriek v prístroji	v prístroji, prevrátením skúmaviek
Rozmery	450 × 390 × 297 mm (w × h × d)
Hmotnosť	14 kg
Prevádzková teplota	+ 15° až + 35°C
Relatívna vlhkosť	od 20% do 80%, bez kondenzácie

Príslušenstvo

Testovací súbor next 500	500 testov
Testovací súbor next 1K	1000 testov
Testovací súbor next 5K	5000 testov
Testovací súbor next 10K	10.000 testov
ESR kontrola	4 × 9 ml
ESR kontrola	2 × 9 ml
Externá čítačka čiarových kódov	
Termálny papier	



FOLLOW US

BIOVENDOR.GROUP

BioVendor **LM[®]**

BioVendor Slovakia s.r.o.

Kopčianska 80, 851 01 Bratislava, Slovakia

+421 917 878 231, office@biovendor.sk

www.biovendor.sk



Mgr. Lenka Bučková

Produktový a obchodný manažér
pre oblasť biochémie a hematológie

+421 907 209 124

buckova@biovendor.sk