

Identifikačná tabuľka / Identification table / Identifikační tabulka / Meghatározó táblázat:

Názov / Name / Název / Elnevezés	SPS	GLU	MLT	FRU	SUC	LAC	GGT	TRB	ONP	Profil/Profile
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	200 (kolistín / colistin R)
<i>Neisseria meningitidis</i>	-	+	+	-	-	-	+	-	-	601
<i>Neisseria lactamica</i>	-	v	+	-	-	+	-	-	+	640, 440 (ONP+)
<i>Neisseria polysaccharea</i>	+	+	+	-	v	-	-	-	-	700, 720
<i>Neisseria sicca</i> / <i>Neisseria mucosa</i> / <i>Neisseria subflava</i>	+	+	+	+	(+)	-	v	-	-	730, 731, 710, 711
<i>Neisseria flavescens</i>	+	+	-	-	-	-	-	-	-	300
<i>Neisseria cinerea</i> / <i>Neisseria elongata</i> *	-	v	-	-	-	-	-	-	-	200 (kolistín / colistin S)
<i>Moraxella catarrhalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	-	002

Vysvetlivky / Shortcuts / Vysvětlivky / Magyarázat: + = 90 – 99 %; (+) = 66 – 89 %; v = 34 – 65 %; (-) = 11 – 33 %; - = 1 – 10 %