

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV****1 – IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI / PODNIKU***Identifikácia látky / prípravku:*

Názov: OXI  
 Kód produktu: 2001  
 Použitie: Diagnostický prúžok pre dôkaz cytochrómoxidázy.

*Identifikácia spoločnosti / podniku:*

Názov: DIAGNOSTICS s.r.o.  
 Adresa: Hodská 68, 924 81 Galanta  
 Tel.: +421-2-69 202 912 Fax: +421-2-64 774 131  
 Email: sekretariat@hpl.sk  
<http://www.diagnostics.sk>

*Tiesňová linka:*

Organizácia: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava  
 Tel.: +421-2-54 774 166

**2 – IDENTIFIKÁCIA RIZÍK**

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa smerníc Európskej únie.

**3 – ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH**

Nebezpečné zložky (Nariadenie ES 1272/2008):

| Č. CAS   | Č. EK     | Indexové číslo | Názov              | Klasifikácia             | Množstvo |
|----------|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|
| 144-62-7 | 205-634-3 | 607-006-00-8   | Kyselina šťaveľová | H302, 312                | <0,01%   |
| 90-15-3  | 201-969-4 | 604-029-00-5   | 1-naftol           | H312, 302, 315, 318, 335 | <0,01%   |

Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

Nebezpečné zložky (1999/45/ES):

| Č. CAS   | Č. EK     | Indexové číslo | Názov              | Klasifikácia                | Množstvo |
|----------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| 144-62-7 | 205-634-3 | 607-006-00-8   | Kyselina šťaveľová | Xn; R21/22                  | <0,01%   |
| 90-15-3  | 201-969-4 | 604-029-00-5   | 1-naftol           | Xn; R21/22<br>Xi; R37/38-41 | <0,01%   |

Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

**4 – OPATRENIA PRVEJ POMOCI**

Nakoľko sa zložky výrobku nachádzajú v pevnej forme impregnované na filtračnom papieri, neočakáva sa pri dodržaní návodu na použitie výrobku ohrozenie zdravia.

**5 – PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**

Vhodné hasiace prostriedky:

Na hasenie použite hasiaci prístroj snehový, penový alebo práškový, v závislosti na materiáloch uložených v bezprostrednej blízkosti.

Osobitné riziká:

Žiadne informácie nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie:

Zabráňte kontaminácii systému povrchových alebo podzemných vôd vodou, použitou na hasenie požiaru.

---

## 6 – OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

Osobné bezpečnostné opatrenia:

Žiadne osobitné požiadavky.

Environmentálne bezpečnostné opatrenia:

Použitý aj nepoužitý výrobok je potrebné likvidovať ako nebezpečný odpad.

---

## 7 – ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

Zaobchádzanie:

Chráňte pred svetlom a vlhkom.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste.

---

## 8 – KONTROLY EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA

Výrobok neobsahuje látky s expozičnými limitmi na pracovisku.

Podrobnejšie informácie v časti 11 – Toxikologické informácie

---

## 9 – FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Základné informácie:

Výrobok je vo forme plastového prúžku s nalepenou papierovou zónou, impregnovanou reagensiami.

---

## 10 – STABILITA A REAKTIVITA

Podmienky, ktorým je potrebné sa vyhýbať:

Žiadne osobitné požiadavky.

Látky, ktorým je potrebné sa vyhýbať:

Žiadne informácie nie sú k dispozícii.

Nebezpečné produkty rozkladu:

Žiadne informácie nie sú k dispozícii.

---

## 11 – TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Akútna toxicita:

Kvantitatívne informácie o toxicite výrobku nie sú k dispozícii.

Ďalšie údaje:

S výrobkom je potrebné zaobchádzať s opatnosťou zvyčajnou pri zaobchádzaní s chemikáliami.

---

## 12 – EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Ekotoxické účinky:

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Ďalšie ekologické údaje:

Nie je potrebné očakávať žiadne ekologické problémy, ak sa s výrobkom zaobchádza a výrobok sa používa s náležitou opatnosťou a pozornosťou.

---

---

### 13 – INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

**Výrobok:**

Výrobok musí byť zneškodnený v súlade s platnou legislatívou.

**Balenie:**

Obal produktu musí byť zneškodnený v súlade s platnou legislatívou.

---

### 14 – INFORMÁCIE O PREPRAVE

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný z hľadiska prepravných predpisov.

---

### 15 – REGULAČNÉ INFORMÁCIE

**Pracovné obmedzenia:**

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

---

### 16 – OSTATNÉ INFORMÁCIE

**Plný text H-údajov uvedených v oddieloch 2 a 3:**

- H302 Škodlivý po požití
- H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou
- H315 Dráždi kožu
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
- H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

**Plný text R-viet uvedených v oddieloch 2 a 3:**

- R21/22 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití
  - R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku
  - R41 Riziko vážneho poškodenia očí.
- 

*Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sa zakladajú na súčasnom stave našich vedomostí.  
Charakterizujú výrobok s ohľadom na adekvátne bezpečnostné opatrenia. Nepredstavujú záruku vlastností výrobku.*