

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	COLISTIN CS 0.016-256 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	CS
Lotto / <i>Batch</i>	061716068
Data produzione / <i>Production date</i>	17.06.2016
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2019.06.17

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18h - 24 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O ₂

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

CLSI-Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing – M100-S22			
Germe / <i>Microorganism</i>		Standard CLSI MIC values (µg/mL)	Quality Control MIC values (µg/mL)
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	0.25 - 2	0.75
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	0.5 - 4	1.5

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 05.07.2016

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)*Dario Vitagliano*